


NOTA INFORMATIVA
Denominazione: REFLEXX L45
Data: 24/11/2023 Rev: 00
FABBRICANTE

 REFLEXX SpA
 Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN)
 Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504
info@reflexx.com
www.reflexx.com

Imballo

| Cod./Taglie | Confezione | Cartone |
|-------------|---------------|---------------|
| L45/ S | 8032891630587 | 8032891635582 |
| L45/ M | 8032891630594 | 8032891635599 |
| L45/ L | 8032891630600 | 8032891635605 |
| L45/ XL | 8032891630617 | 8032891635612 |

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale:** lattice di gomma naturale ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** nero ■ **Finitura:** internamente clorinato; superficie esterna microruvida ■ **Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI
Dispositivo Medico

 Reg UE 2017/745- EN 455 1,2,3 & 4
 (CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE)

Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori
 EN 420:2003 + A1 2009

 asse I
 cat I

| DIMENSIONI | | |
|--------------|----------------|----------------|
| Cod./Taglia | Lungh. min(mm) | Largh. (±5 mm) |
| L45/ S (7) | 240 | 85 |
| L45/ M (8) | 240 | 95 |
| L45/ L (9) | 240 | 106 |
| L45/ XL (10) | 240 | 116 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------|
| Spessore mm | Palmo (+/- 0.03) | 0.12 |
| EN 455-2:2009/A1 | Carico di rottura | ≥6 N |

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Evitare il contatto con elementi chimici aggressivi e attività che potrebbero lacerare il guanto **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e IV. In caso di reazione, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com